



Porcelain milling jars *Jarres de broyage en porcelaine*

Milling jars with cover, metal lock and seal rings, glazed inside and outside

Jarres de broyage à billes, en porcelaine émaillée, avec fermeture en métal et joint d'étanchéité

Bottom Ø Ø Inf. mm	Height Hauteur mm	Capacity Capacité ml	Standard pack Conditionnement pcs.	Order No. N° de code
135	182	1000	1	8.531.020
150	222	1500	1	8.531.030
200	240	3000	1	8.531.040
225	280	5000	1	8.531.050
288	333	10000	1	8.531.060
335	360	15000	1	8.531.070

Porcelain balls, pack of 5 kg

Billes de broyage, en porcelaine, en paquet de 5 kg

Diameter Diamètre mm	Standard pack Conditionnement pcs.	Order No. N° de code
9	1	8.531.090
15	1	8.531.091
20	1	8.531.092
30	1	8.531.093
40	1	8.531.094
50	1	8.531.095



Spare parts for Milling jars

Pièce de rechange pour jarres de broyage à billes

	For Pour	Order No. N° de code	Order No. N° de code	Order No. N° de code	Order No. N° de code	Order No. N° de code	Order No. N° de code
Milling jar without cover / <i>Jarre seule</i>		8.531.020	8.531.030	8.531.040	8.531.050	8.531.060	8.531.070
Cover / <i>couvercle</i>		8.531.021	8.531.031	8.531.041	8.531.051	8.531.061	8.531.071
Metal lock / <i>fermeture métallique</i>		8.531.022	8.531.032	8.531.042	8.531.052	8.531.062	8.531.072
Seal ring / <i>joint de fermeture</i>		8.531.023	8.531.033	8.531.043	8.531.053	8.531.063	8.531.073
		8.531.024	8.531.034	8.531.044	8.531.054	8.531.064	8.531.074

	Jars <i>Jarres</i>	Ball - <i>Billes</i> Ø					
		9 mm	15 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Recommendations for ball fillings	1000 ml	0,1 kg	0,2 kg	0,2 kg			
	1500 ml	0,15 kg	0,3 kg	0,3 kg			
<i>Recommandation pour le chargement en billes de broyage</i>	3000 ml	0,3 kg	0,6 kg	0,6 kg			
	5000 ml	0,5 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,5 kg		
	10000 ml	0,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,0 kg	
	15000 ml	1,0 kg	1,5 kg	1,5 kg			
Number of balls per kg approx.		425 pcs.	130 pcs.	90 pcs.	16 pcs.	9 pcs.	4 pcs.
<i>Nombre de billes par kg env.</i>							
Bulk density of balls per litre approx.		1885 g	1930 g	2000 g	1800 g	1700 g	1750 g
<i>Densité des billes par litre env.</i>							

Desiccator plates, made of porcelain, without feet, with 20 mm Ø center hole and many small holes 5 mm Ø

Disques en porcelaine

Outer Ø Ø ext. mm	Order No. N° de code
90	8.535.001
140	8.535.003
190	8.535.005
235	8.535.006
280	8.535.007



8.535.***